



QL Filter, Porengröße 8 - 12 µm, Durchmesser 70 mm, rund, 100 Stück, qualitativ

Artikel-Nr.: 50653

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

QL Filter werden für die Verwendung bei verschiedenen Referenzmethoden in der Umwelt- und Nasschemie empfohlen. Extrem reine Cellulosefilter werden speziell verarbeitet, für die Bestimmung und Identifizierung unbekannter Probenmaterialien.

Technische Daten

Durchmesser:	70 mm
Material:	Cellulose
Volumen / Packungsgröße:	100 /Packung