



Zylinder, mit Skala, 5 mL $\pm$ 0.1 mL, Teilung 0,1 mL (weiße Markierungen)

Artikel-Nr.: 50837
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Auf Auslauf („To Deliver“) kalibrierter Glaszylinder. Einzelne metrische Skala mit beständigen weißen Markierungen. Alle Größen $\geq$ 25 mL werden mit Stoßschutzringen geliefert.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas
Höhe:	125 mm
Kapazität:	5 mL
Messmethode:	Auf Auslauf („To Deliver“)
Typ:	Single Metric
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils
Zertifizierung:	Klasse B