



**Be Right™**



## Saugflasche, 125 mL

Artikel-Nr.: 54643

**VERALTETER ARTIKEL**  
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Saugflasche aus Glas mit Olive im 90°-Winkel. Dickwandig mit Skala Gemäß den Anforderungen von ASTM E1406, Typ II, Klasse I entwickelt. Schlauchanschluss für flexible Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1,6 cm (5/16").

---

### Technische Daten

Einheiten:	1 Stück
Gehäusematerial:	Glas
Kapazität:	125 mL