



Be Right™



Saugflasche, 1000 mL

Artikel-Nr.: 54653
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Saugflasche aus Glas mit Olive im 90°-Winkel. Dickwandig mit Skala Gemäß den Anforderungen von ASTM E1406, Typ II, Klasse I entwickelt. Schlauchanschluss für flexible Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1,6 cm (5/16").

Technische Daten

Einheiten: 1 Stück
Gehäusematerial: Glas
Kapazität: 1.000 mL