



Be Right™



Spritzflasche, Polyethylen, 1.000 mL

Artikel-Nr.: 62016
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Die Flasche aus Polyethylen niedriger Dichte mit Schraubverschluss aus Polypropylen verfügt über einen in die Flasche eingeformten Spritzansatz, um mögliche Undichtigkeiten zu vermeiden. Der gesamte Inhalt kann ohne Kippen oder Schütteln abgegeben werden.

Technische Daten

Farbe:	Klar
Kapazität:	1.000 mL
Material:	PE-LD
Packungsgröße:	1 each
Stem:	Transparent Verschluss/Steigrohr
Volumen / Packungsgröße:	1 each