



Bottle, storage, polyethylene, round, low density

Artikel-Nr.: 713941

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

White translucent storage bottle. Low-density polyethylene, Boston round with 28-400 neck finish. Cap sold separately. 237 mL, 6/pk.

Technische Daten

Body Material:	Polyethylene
Volumen / Packungsgröße:	237 mL 6 /pk

Erforderliches Zubehör

- Replacement bottle cap (Item 2158706)