



Puffer-Pulverkissen, pH-Wert 8,30, 50 mL, 25 Stück

Artikel-Nr.:

89868

CHF Preis:

Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Puffer für die Herstellung von Monochloramin-Standards und zum Erkennen visueller Endpunkte bei der Alkalinitätsbestimmung. pH-Wert 8,30, Probengröße: 50 mL Probe. Packung mit 25 Pulverkissen.

Frisch und zuverlässig

Einzeldosis-Pulverkissen gewährleisten die Frische des Puffers und verhindern Kontaminationen.

Technische Daten

Beschreibung:	Puffer-Pulverkissen, 25/Pckg.
Konzentration:	pH-Wert 8,3
Plattform:	Pulverkissen