



Be Right™



Service-Halter für TU5300 sc und TU5400 sc Trübungsmessgeräte

Artikel-Nr.: LZY873

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Mit diesem Service-Zubehör sind Instandhaltungsarbeiten an Ihren TU5 Trübungsmessgeräten einfach auszuführen. Der Halter ist passend für den Prozesskopf mit oder ohne automatischem Reinigungsmodul, das Küvettenentnahme-Werkzeug und einen manuellen Wischer, so dass die manuelle Reinigung und ein Probenküvetten-Austausch leicht durchführbar sind.