



Be Right™



Wartungskit für TU5300sc und TU5400sc Laser-Trübungsmessgeräte, mit versiegelten RFID-Küvetten

Artikel-Nr.:

LZY907.98.00002 **Gefahrstoffe**

CHF Preis:

Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen



Technische Daten

Inhalt:

Kalibrierdeckel mit Benutzerhandbuch, fusselfreie Tücher, Drahtwartungsgestell, Küvetten-Reinigungswerkzeug, Küvettenfach-Reinigungswerkzeug, Ersatz-Wischtuch für automatisches Reinigungsmodul, 20 NTU versiegelte Küvette Stablcal Standard mit RFID, 600 NTU versiegelte Küvette Stablcal Standard mit RFID, #0,1 NTU sekundärer Standard Glasstab mit RFID, Küvettenentfernungs-Werkzeug

Inhalt

Kalibrierdeckel mit Benutzerhandbuch, fusselfreie Tücher, Drahtwartungsgestell, Küvetten-Reinigungswerkzeug, Küvettenfach-Reinigungswerkzeug, Ersatz-Wischtuch für automatisches Reinigungsmodul, 20 NTU versiegelte Küvette Stablcal Standard mit RFID, 600 NTU versiegelte Küvette Stablcal Standard mit RFID, #0,1 NTU sekundärer Standard Glasstab mit RFID, Küvettenentfernungs-Werkzeug