



Be Right™



## CSB Küvetten-Test (ISO 15705), 0-1000 mg/L, für AP3900 Labor-Roboter

Artikel-Nr.: APC400  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Gefahrstoffe



### Hach APC Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

100 Küvetten für die Anwendung mit dem Labor-Roboter AP3900.

Messbereich: 0 - 1000 mg/L O<sub>2</sub>

Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfaches Handling. Umweltschonend durch Minimierung der Reagenzienmengen. Genormt.

**Präzise und zuverlässige Messergebnisse**

**Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender dank des geschlossenen Systems, geringer Reagenzienmengen und Rücknahmeservice**

**Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien**

**Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer, inkl. Chargennummer, Haltbarkeitsdatum, Hach Truecal Funktionalität und COA mittels RFID**

**Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen**

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Gemäß Standard-Methode:	ISO 15705
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C (lichtgeschützt lagern)
Messbereich:	0 - 1000 mg/L O <sub>2</sub>
Methode:	Dichromat
Parameter:	CSB
Plattform:	APC