



Fülllösung, Referenz, gesättigtes KCl, 59 mL

Artikel-Nr.: 25118026

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Fülllösung für Elektroden-Referenzelemente, Kaliumchlorid (KCl), gesättigt, 59 mL Flasche

Technische Daten

Beschreibung:	Red Rod
Formula:	Gesättigte KCl-Lösung
Plattform:	Lösung
Solution Type:	Nachfüllen
Volumen / Packungsgröße:	59 mL