



Be Right™



Tropfflasche, 59 mL, 6 Stück

Artikel-Nr.: 2937606

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Runde Flasche aus Polyethylen, komplett mit Tropfeinsatz und Kappe, für die einfache und präzise Abgabe von Flüssigkeit. Für die 59 mL Flasche ist ein separater Tropfenzähler aus Glas oder Kunststoff erhältlich.

Technische Daten

Body Material:	Low Density Plastic
Kapazität:	59 mL
Material:	PE-LD
Package size UOM:	6pk
Volumen / Packungsgröße:	6 St.