



Chemkey Tests für freies Chlor (25 Stück)

Artikel-Nr.:	9429000
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Chemkeys für die Bestimmung von freiem Chlor, Messbereich: 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂. Für portablen Parallel-Analysator (PPA) SL1000.

Technische Daten

Messbereich:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Methode (Nummer):	10260
Parameter:	Freies Chlor
Plattform:	Chemkeys
Volumen / Packungsgröße:	25 Stück