



Be Right™



Ersatzkit mit 4 vorgefüllten Patronen mit vormontierten Membranen 29552A, nur für C1100 Ozonsensoren mit 33051-xT Kappe

Artikel-Nr.: 29552A-CT

Gefahrstoffe

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen



Enthält O-Ringe und Reinigungswerkzeug.

Technische Daten

Lagerbedingungen: Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort lagern

Messgerät: Orbisphere C1100 O3-Sensor

Parameter: O3