



Be Right™



## SL1000 Portabler Parallel-Analysator (PPA) - Erweitertes Kit

Artikel-Nr.: LPV443.99.20002

CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

### Der Quantensprung in der Wasseranalytik

Der portable Parallel-Analysator (PPA) SL1000 von Hach führt dieselben wasseranalytischen Tests mit weniger als der Hälfte der bisher nötigen manuellen Arbeitsschritte durch. Sie erhalten in einem Bruchteil der bisherigen Analysen-Dauer präzise und zuverlässige Messergebnisse. Bis zu sechs Parameter können gleichzeitig analysiert werden.

### Noch weniger Schwankungen

Vermeiden Sie manuelle Arbeitsschritte, um noch mehr Sicherheit zu erhalten. Automatisierung und eine interne Temperaturregelung machen den gesamten Messvorgang konsistent und wiederholbar. Die Messmethoden basieren auf denselben Verfahren und Reagenzien wie die aktuellen Hach Methoden.

### Noch weniger Stress

Ein einziges Gerät für colorimetrische und elektrochemische Messungen, äußerst kompakt als Einsatzkit mit weniger sperrigem Zubehör. Hach Pulverkissen oder Glasküvetten sind nicht erforderlich. Alle Chemikalien und Prozesse sind vollständig im Chemkey enthalten.

### Deutlich schnellere Analysen

Sie können bis zu vier colorimetrische und zwei elektrochemische Messungen parallel durchführen und so die gesamte Analyse in einem Viertel der Zeit abschließen. Das Resultat: mehr Analysen vor Ort, schnellere Ergebnisse und mehr Standortbesuche pro Schicht.

### Chemkey Technologie

Chemkey Reagenzien enthalten dieselben Chemikalien und folgen demselben Reaktionsmuster, dem Sie bereits seit Jahrzehnten vertrauen – ab sofort in einer einfachen und eigenständigen Verpackung. Mit EPA-Zulassung für den Nachweis von freiem und Gesamt-Chlor.

---

### Technische Daten

Batterieanforderung:	Lithium-Ionen Akkumulator
Batterielaufzeit:	>200 Chemkey Messungen pro Akkuladung
Betriebsbedingungen:	5 - 50 °C / max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Gehäuse-Schutzklasse:	IP64
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Messgerät SL1000, Tragekoffer, 1 Geräte-Probenbehälter, 2 Elektroden-Probenbehälter, wiederaufladbarer Akku, Ladegerät, Trageschleife, Gerätehandbuch und USB-Kabel plus 1 pH-Elektrode, 1 Leitfähigkeitselektrode und je 1 Packung mit Chemkeys für freies Chlor, Gesamtchlor, Monochloramin, Nitrit und Ammonium.
Instrument Bundle:	Full SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA) Standard Kit
Lagerbedingungen:	-20 - 60 °C / max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lamp Type:	Leuchtdiode (LED)

Lieferumfang:	SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable plus 1 pH electrode, 1 conductivity electrode and 1 box each of Free Chlorine, Total Chlorine, Monochloramine, Nitrite and Free Ammonia Chemkeys.
Messart:	Transmission (%), Extinktion (E) und Konzentration (Konz)
Schnittstellen:	Mini-USB
Schutzklasse:	III
Zertifizierung:	CE-konform

---

## **Inhalt**

Messgerät SL1000, Tragekoffer, 1 Geräte-Probenbehälter, 2 Elektroden-Probenbehälter, wiederaufladbarer Akku, Ladegerät, Trageschlaufe, Gerätehandbuch und USB-Kabel plus 1 pH-Elektrode, 1 Leitfähigkeitselektrode und je 1 Packung mit Chemkeys für freies Chlor, Gesamtchlor, Monochloramin, Nitrit und Ammonium.