



Xenomax TSS-FVS Filter, 47 mm, 100 Stück

Artikel-Nr.: 2511307

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Xenomax TSS-FVS Filter sind speziell auf Konformität mit den Vorgaben für die Filtervorbereitung in Standardmethoden 2540 D und 2540 E (flüchtige und nicht flüchtige Feststoffe, entflammbar bei 550 °C) ausgelegt. Die Beurteilung der Xenomax und 934-AH Filter bei beiden Methoden durch eine unabhängige Stelle ergab nachweislich äquivalente Ergebnisse.

Zudem wurden diese bindemittelfreien, feinporigen (1,5 µm) Filter aus Borosilikatglas-Mikrofaser mit hohem Durchfluss auf Nassfestigkeit/ Handhabbarkeit und höhere Temperaturstabilität (550 °C) optimiert. FVS Filter sind in gängigen Durchmessergrößen erhältlich und gebrauchsfertig für die Verwendung mit zahlreichen Laborutensilien einschließlich Büchner-Trichter und Gooch-Tiegel.

„934-AH“ ist eine eingetragene Marke von Whatman, Inc./GE Healthcare.

Technische Daten

Durchmesser:	47 mm
Material:	Glas-Mikrofaser
Porengröße:	1.5 µm
Volumen / Packungsgröße:	100 St.