



Be Right™



Sension+ 5240 Referenzelektrode für die allgemeine Anwendung, S7 Schraubkappe.

Artikel-Nr.: LZW5240.97.0002
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

5240 Referenzelektrode für die allgemeine Anwendung, mit verkapselter Ag/AgCl-Referenz, 3 M KCl-Elektrolyt, Keramik-Diaphragma, Glasgehäuse, S7 Schraubkappe.

Hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer

Verkapseltes Ag/AgCl-Referenzsystem

Technische Daten

Abmessungen (D x L):	12 mm x 120 mm
Betriebsbedingungen:	0 - 100 °C
Diaphragma:	Keramik
Elektroden-Anschluss:	Schraubkappe S7
Elektroden-Typ:	Laborreferenz
Elektrolytlösung:	LZW9500.99 3 M KCL
Gewährleistung:	6 Monate
Länge:	120 mm
Material:	Sensorgehäuse: Glas
Parameter:	Referenz
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Verkapselte Referenz für hohe Stabilität und lange Lebensdauer.
Temperaturbereich:	0 - 100 °C
Typ:	Lab