



Be Right™



Pufferlösung, pH-Wert 10,01, 500 mL

Artikel-Nr.:	2283649.99
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

pH-Puffer-Standardlösung für die Kalibrierung von pH-Elektroden. pH-Pufferlösung mit Farbcodierung für einfaches Erkennen. Der pH-Wert ist $10,01 \pm 0,02$ bei 25 °C.

Technische Daten

Farbkodierung?:	Ja
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Konzentration:	10.01 pH \pm 0.02 pH при 25° C
Parameter:	pH-Wert
pH Wert(e):	pH-Wert 10,01 \pm 0,02 bei 25 °C
Plattform:	Lösung
Region:	EU
Volumen / Packungsgröße:	500 mL