



Be Right™



## Pufferlösung, pH-Wert 7,00, 500 mL

Artikel-Nr.: 2283549.99  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Hochwertige Pufferlösung, gelbe Farbcodierung zum einfachen Erkennen. Rückführbar auf NIST. Der pH-Wert ist  $7,00 \pm 0,02$  bei 25 °C.

---

### Technische Daten

Beschreibung:	Qualitäts Puffer-Lösung mit gelber Farbcodierung (NIST)
Farbcodierung?:	Ja
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Konzentration:	pH-Wert $7,00 \pm 0,02$
pH Wert(e):	7,00
Plattform:	Lösung
Region:	EU
Volumen / Packungsgröße:	500 mL