



Be Right™



Chemkey Tests für Gesamt-Alkalinität, hoher Messbereich (25 Stück)

Artikel-Nr.: 8636100
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Auswertung mit dem Portablen Parallel-Analysator SL1000 für deutlich schnellere Analysen

Chemkeys für die Bestimmung der Gesamt-Alkalinität, Messbereich 200 - 700 mg/L CaCO₃. Für portablen Parallel-Analysator (PPA) SL1000.

Wenn Sie bereits ein SL1000 Messgerät verwenden, führen Sie bitte vor der Bestimmung der Alkalinität ein Software-Update durch (steht als Download auf der SL1000 Produktseite zur Verfügung).

Technische Daten

Messbereich:	200 - 700 mg/L CaCO ₃
Methode:	Colorimetric
Methode (Nummer):	10283
Parameter:	Gesamt-Alkalinität
Plattform:	Chemkeys
Volumen / Packungsgröße:	pk/25