



Chemkey Tests für Gesamt-Alkalinität, niedriger Messbereich (25 Stück)

Artikel-Nr.:	8636200
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Chemkeys für die Bestimmung der Gesamt-Alkalinität, Messbereich 20 - 200 mg/L CaCO₃. Für portablen Parallel-Analysator (PPA) SL1000.

Wenn Sie bereits ein SL1000 Messgerät verwenden, führen Sie bitte vor der Bestimmung der Alkalinität ein Software-Update durch (steht als Download auf der SL1000 Produktseite zur Verfügung).

Technische Daten

Messbereich:	20 - 200 mg/L CaCO ₃
Methode:	Colorimetric
Methode (Nummer):	10280
Parameter:	Gesamt-Alkalinität
Plattform:	Chemkeys
Volumen / Packungsgröße:	25 Stück