



Be Right™



## Pipettier-Test Chlor/Ozon 0,03-0,4/0,05-1,5 mg/L Cl<sub>2</sub>

Artikel-Nr.:

LCW510

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Bemerkungen:	LCW906 für hohen Messbereich, LZP341 für niedrigen Messbereich
Beschreibung:	Freies/Gesamt Chlor und Ozon, zwei Messbereiche
Messbereich:	0.1 - 1.5 mg/L Cl <sub>2</sub> / O <sub>3</sub> (Rundküvette)
Messbereich (2):	0.03 - 0.4 mg/L Cl <sub>2</sub> / O <sub>3</sub> (50 mm Rechteckküvette)
Methode:	DPD
Parameter:	Chlor/Ozon
Reference method:	ISO 7393-2