



**Be Right™**



## Calcium-Trenn-Set

**Artikel-Nr.:**

**LCW903**

**CHF Preis:**

**Kontakt**

**Verfügbar**

Zur Entfernung von störendem Calcium/Magnesium (bis 5000 mg/L) vor der Cadmium-Bestimmung mittels Küvetten-Test.

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	24
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Methode:	Molecular sieve and filtration
Parameter:	Für die Cadmium-Bestimmung