



Fülllösung, Referenz, 1 M KNO₃, 59 mL

Artikel-Nr.: 28564026

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Fülllösung für Elektroden-Referenzelemente, Kaliumnitrat (KNO₃), 1 M, 59 mL Flasche

Technische Daten

Beschreibung:	MTC306
Formula:	KNO ₃ 1 M
Inhalt:	Lösung, 59 mL
Solution Type:	Nachfüllen
Volumen / Packungsgröße:	59 mL

Inhalt

Lösung, 59 mL