



**Be Right™**



## **Manuelle Durchflusszelle für Trübungsmessgeräte der TL23 Serie**

**Artikel-Nr.: 9657100**

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Führen Sie Trübungsmessungen ohne individuelle, einzelne Probenküvetten durch. Durch den Einsatz der Durchflusszelle

- erhöhen Sie die Geschwindigkeit der Messung
- nutzen Sie eine einzige Küvette für alle Messungen und erhöhen die Wiederholbarkeit
- sind keine abgeglichenen Küvetten-Paare erforderlich
- minimieren Sie die erforderliche Menge an Glasutensilien und sparen damit Kosten sowie Lager- und Reinigungsaufwand