



Mangan Pipettiertest 0,005 - 0,7 mg/L Mn

Artikel-Nr.:

LCW632

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Cyanidfreies Reagenzienset für die Bestimmung von Mangan mittels TMB

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Bemerkungen:	50 mm Rechteckküvette LZP341 erforderlich
Lagerbedingungen:	4 - 8 °C (lichtgeschützt lagern)
Messbereich:	0,005 - 0,7 mg/L Mn
Messbereich (2):	Spurenbereich
Messgerät:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Methode:	TMB
Parameter:	Mangan
Plattform:	LCW