



Chemkey Tests für Peressigsäure (25 Stück)

Artikel-Nr.: 8635200

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Chemkeys für die Bestimmung von Peressigsäure, Messbereich 0,04 - 50,0 mg/L PAA. Für portablen Parallel-Analysator (PPA) SL1000.

Technische Daten

Inhalt:	25 Chemkeys
Messbereich:	0,04 - 50,0 mg/L PAA
Messgerät:	SL1000
Methode (Nummer):	10297
Parameter:	Peressigsäure
Plattform:	Chemkeys
Volumen / Packungsgröße:	25 Stück

Inhalt

25 Chemkeys