



Anammox-Aktivität Küvetten-Test, 0 - 1.000 mE, 25 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

LCK411.00

Gefahrstoffe

CHF Preis:
Verfügbar

Kontakt



LCK Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Das LCK411.00 Test-Kit enthält eine Box LCK411 (25 Stück) und eine Box LCW906 (25 Stück).

Für LCK411 ist zusätzliches, separat zu bestellendes Zubehör erforderlich: SM10311841 (Filter, Partikelretention 5 - 12 µm, 100 Stück) und 2187569 (Porphyrin 2 Reagenz Pulverkissen, 100 Stück).

Optionales Zubehör: SM106404 (Trichter, 24 Stück), SM212864457 (Weithals-Schikaneflasche, 1 Stück)

Präzise und zuverlässige Messergebnisse

Maximale Sicherheit für den Anwender durch geschlossenes System und geringe Reagenzienmengen

Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien

Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen: 25

Aufschluss erforderlich: Ja

Inhalt: Kit enthält:

- Reagenzien für 25 Tests (LCK411)

- 25 Küvetten (LCW906)

Erforderliches Zubehör (separat zu bestellen):

- Filter, Partikelretention 5 - 12 µm, 100 Stück (SM10311841)

- Porphyrin 2 Reagenz Pulverkissen, 100 Stück (2187569)

Lagerbedingungen: 15 - 25 °C

Messbereich: 0 - 1.000 mE

Messgerät: DR3900, DR6000, DR1900

Methode: Photometrische Häm-Bestimmung

Parameter: Anammox-Aktivität

Inhalt

Kit enthält: - Reagenzien für 25 Tests (LCK411)- 25 Küvetten (LCW906)Erforderliches Zubehör (separat zu bestellen):- Filter, Partikelretention 5 - 12 µm, 100 Stück (SM10311841) - Porphyrin 2 Reagenz Pulverkissen, 100 Stück (2187569)

Erforderliches Zubehör

- Porphyrin 2 Reagenz Pulverkissen, 25 mL Probe, 100 St. (Item 2187569)
- Filters, 70 mm, 5 - 12 µm particle retention, pk/100 (Item SM10311841)