



Be Right™



CL17sc Küvetten-Reinigungssatz

Artikel-Nr.:
CHF Preis:
Verfügbar

8573100
Kontakt

Gefahrstoffe



Hach empfiehlt, die CL17sc Küvette monatlich (oder nach Bedarf) zu reinigen. Die Häufigkeit der notwendigen Reinigung kann von der Art der Anwendung und der Probenqualität abhängen.

Der CL17sc Küvetten-Reinigungssatz enthält 5,25 N Schwefelsäure (100 mL Tropfflasche) und Wattestäbchen (10).

Technische Daten

Inhalt:	Schwefelsäure (100 mL Tropfflasche) und Wattestäbchen (10 Stück).
Lagerbedingungen:	Behälter fest verschlossen an einem trockenen, dunklen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Nässe schützen.
Messbereich:	Nicht zutreffend
Messgerät:	CL17sc
Parameter:	Nicht zutreffend

Inhalt

Schwefelsäure (100 mL Tropfflasche) und Wattestäbchen (10 Stück).