



Be Right™



CL17sc Verifizierungskit für die Kalibrierung

Artikel-Nr.: 8568200

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Das CL17sc Verifizierungskit für die Kalibrierung enthält zwei Flaschen mit deionisiertem Wasser (500 mL), einen Chlor-Standard (20 mL Ampulle), einen Ampullenbrecher, eine Spritze (50 mL), Schläuche und Anschlüsse.

Die Kalibrierkurve für den CL17sc wird werkseitig gemäß den Spezifikationen eingestellt. Eine Anpassung der werkseitig eingestellten Kalibrierkurve durch den Benutzer wird nur in zwei Fällen empfohlen: wenn dies von einer zuständigen Behörde für Compliance-Berichte verlangt wird oder nach einer Reparatur des Analysators.

Technische Daten

Inhalt:	2x 500-mL-Flasche mit deionisiertem Wasser, 20 mL Ampulle mit Chlorstandard, Ampullenbrecher, 50 mL Spritze, Schläuche und Anschlüsse.
Messbereich:	Nicht zutreffend
Messgerät:	CL17sc
Parameter:	Nicht zutreffend

Inhalt

2x 500-mL-Flasche mit deionisiertem Wasser, 20 mL Ampulle mit Chlorstandard, Ampullenbrecher, 50 mL Spritze, Schläuche und Anschlüsse.