



CL17sc Nachfüllsatz für Verifizierungskit für die Kalibrierung

Artikel-Nr.: 8573200

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Für Anwender, die bereits die Spritze, Schläuche, Anschlüsse und den Ampullenbrecher aus dem CL17sc Verifizierungskit für die Kalibrierung besitzen, enthält dieser Nachfüllsatz das für die Verifizierung der Kalibrierung erforderlichen deionisierte Wasse und den Chlor-Standard. Der CL17sc Nachfüllsatz für die Kalibrierungsverifizierung enthält zwei Flaschen mit deionisiertem Wasser (500 mL) und einen Chlor-Standard (20 mL Ampulle).

Die Kalibrierkurve für den CL17sc wird werkseitig gemäß den Spezifikationen eingestellt. Eine Anpassung der werkseitig eingestellten Kalibrierkurve durch den Benutzer wird nur in zwei Fällen empfohlen: wenn dies von einer zuständigen Behörde für Compliance-Berichte verlangt wird oder nach einer Reparatur des Analysators.

Technische Daten

Inhalt:	2x 500 mL Flasche mit deionisiertem Wasser und 20 mL Ampulle mit Chlorstandard.
Messbereich:	Nicht zutreffend
Messgerät:	CL17sc
Parameter:	Nicht zutreffend

Inhalt

2x 500 mL Flasche mit deionisiertem Wasser und 20 mL Ampulle mit Chlorstandard.