



Be Right™



## Orthophosphat Standard-Lösung 0,2 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$

Artikel-Nr.: LCA549

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Orthophosphat Standard-Lösung mit 0,2 mg/L  $\text{PO}_4\text{-P}$  zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS), für Orthophosphat Küvetten-Test LCK549. LCA549 kann ebenfalls zur Qualitätskontrolle des Phosphax sc LR eingesetzt werden.

---

### Technische Daten

Konzentration:	0,2 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Parameter:	Orthophosphat
Volumen / Packungsgröße:	100 mL