



## HQ1110 Tragbares pH/Redox/mV-Messgerät mit Gel-pH-Elektrode, 1 m Kabel

Artikel-Nr.: LEV015.98.11102

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

### Eine robuste und intuitiv bedienbare Serie tragbarer Messgeräte, die für eine verlässliche Berichterstellung und Bearbeitung Ihrer Ergebnisse sorgt.

Die HQ-Serie ist für Fachleute im Bereich Wasserqualitätssicherung gedacht, die elektrochemische Analysen in Feld- und Laborumgebungen durchführen möchten. Mit unserer neuen tragbaren Plattform können Sie intuitive, genaue Messungen durchführen, Daten verwalten und Ergebnisse einfach überprüfen. All dies erhalten Sie mit der Schutzart IP67.

Die Geräte bieten eine robuste, einsatzbereite Lösung mit schrittweisen visuellen Anleitungen auf dem Bildschirm, sodass sich die Ergebnisse sicher erfassen und verarbeiten lassen. Im Gegensatz zu anderen Feldmessgeräten mit nur einfachen Schnittstellen und ohne leicht zugängliche Daten sichert, vereinfacht und beschleunigt die HQ-Serie den gesamten Messablauf vor Ort.

Zur Auswahl stehen 4 Modelle, einschließlich der HQ4000 Serie mit drei Eingängen, der HQ2000 Serie mit zwei Eingängen und der HQ1000 Serie mit einem Eingang. Diese Messgeräte bieten vielseitige Messmöglichkeiten, sodass nur noch ein Gerät benötigt wird.

### Eine erfolgreiche Kalibrierung war noch nie so einfach

Die meisten Messprobleme sind auf falsche Kalibrierverfahren zurückzuführen. Mit unseren illustrierten schrittweisen Anleitungen zur Kalibrierung und Fehlersuche auf dem Display können Fachleute im Bereich Wasserqualitätssicherung stets erfolgreich arbeiten.

### Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben mit nur wenigen Klicks

Unabhängig davon, ob Sie sich im Labor befinden oder im Feld arbeiten, das tragbare Messgerät der Hach<sup>®</sup> HQ-Serie sorgt dafür, dass Ihre Daten sicher über USB.

### Sensoren für jede Anwendung

Mit der HQ-Serie sind Intellical Standard-Laborsensoren und Outdoor-Sensoren für die Messung zahlreicher Parameter erhältlich. Das Angebot umfasst u.A. gesamte gelöste Feststoffe (TDS), gelösten Sauerstoff (LDO), biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB), Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Wert. Die Intellical Sonden werden automatisch von HQ-Messgeräten erkannt. Sie speichern Kalibrierungs- und Methodeneinstellungen ab, um Fehlerquellen und Einrichtungszeiten zu minimieren. Sie verfügen über eine bewährte Technologie, die selbst bei anspruchsvollen Proben oder unter schwierigen Betriebsumgebungen höchste Genauigkeit und kurze Reaktionszeiten bietet.

### Darauf können Sie sich verlassen: Service und Support von Hach sind für Sie da

Unsere Teams vom technischen Support, Vor-Ort-Service und Service Center bringen ihre Erfahrung aus über 80 Jahren in der Elektrochemie ein, um die Laufzeit Ihrer Geräte zu maximieren, Datensicherheit zu gewährleisten, einen stabilen Betrieb aufrechtzuerhalten und Risiken durch Nichteinhaltung von Vorschriften zu verringern. Fühlen Sie sich nie allein, wenn Sie Unterstützung benötigen.

---

## Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):

63 mm x 97 mm x 220 mm

Anzeige:

Je nach HQ-Modell bis zu 3 Parameter gleichzeitig

Art der Messung:

Feldmessungen

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatische Puffer-Erkennung:           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bedienoberfläche:                        | Soft-Touch-Tastatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Betriebsfehlermeldungen:                 | Anzeige von Klartextfehlermeldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Datenexport:                             | USB-Verbindung zum PC oder USB-Speichergerät (begrenzt auf die Speicherkapazität des Speichergeräts).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Displaytyp:                              | 536 x 336 Mono-TFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eingänge:                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elektroden-Typ:                          | Intellical Standardausführung für das Labor oder Outdoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enthaltenes Zubehör:                     | USB Ladegerät, Kabel, Clips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ergebnisspeicher:                        | 5000 Datenpunkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gehäuse-Schutzklasse:                    | IP67 (mit eingebautem Batteriefach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht:                                 | 519 g (nur Messgerät)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GLP Leistungsmerkmale:                   | Datum; Uhrzeit; Proben-ID; Bediener-ID, Kalibrierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hintergrundbeleuchtung:                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inhalt:                                  | LEV015.98.1110A HQ1110 Tragbares pH/Redox-Messgerät, 1 Kanal<br><br>PHC10101 Intellical pH-Elektrode, pH 2 - 14, 0 - 50 °C, 1 m Kabel<br><br>LEZ015.99.A001A HQ Feldkoffer für Standard-Elektrode<br><br>LEZ015.99A003A HQ Handschlaufe & Ständer<br><br>LEZ015.99.A004A HQ Schutzhülle<br><br>EZZ073 Einweg-Papiertücher, weiß, 200 Stück<br><br>2770020 Singlet pH-Puffer für den Einmalgebrauch, pH 4,01, 20 Stück<br><br>2770120 Singlet pH-Puffer für den Einmalgebrauch, pH 7,00, 20 Stück<br><br>2770220 Singlet pH-Puffer für den Einmalgebrauch, pH 10,01, 20 Stück<br><br>Benutzerhandbücher |
| ISE Direktmessung:                       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ISE Elektroden-Kalibrierung:             | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kabellänge:                              | 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kalibrierintervall/ -alarm/ -erinnerung: | Aus, einstellbar zwischen 2 Stunden und 7 Tagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kalibrierung pH Elektrode:               | 1 - 3 Kalibrierpunkte<br><br>Zusammenfassung der protokollierten und angezeigten Kalibrierdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kit?:                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lagerbedingungen:                        | -20 bis 60 °C, max. 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Menüsprachen:                            | Englisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Türkisch, Niederländisch, Portugiesisch (PT und BR), Koreanisch, Dänisch, Schwedisch, Polnisch, Norwegisch, Ungarisch, Griechisch, Finnisch, Tschechisch, Rumänisch, Kroatisch, Bulgarisch, Slowakisch, Litauisch, Estnisch, Slowenisch, Russisch                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Messgerät:                               | Tragbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Messmethode:                             | Sondenspezifische programmierte Methodeneinstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Modell:                                  | HQ1110 pH/Redox/1-Kanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mV Messbereich:                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mV Messung bei stabilem Messwert:        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parameter:                               | pH/Redoxpotential (ORP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                 |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pH Auflösung:                                   | Auswählbar:<br><br>0,001/0,01/0,1 pH                                                                                                                               |
| pH Messung:                                     | pH-Wert von 0 - 14                                                                                                                                                 |
| Puffer-Auswahl:                                 | Farbcodierung: pH-Wert von 4,01, 7,00, 10,01;<br><br>IUPAC: 1,679, 4,005, 7,000, 10,012, 12,45<br><br>DIN: 1,09, 4,65, 9,23<br><br>benutzerdefinierte Puffersätze  |
| Redox-Elektroden-Kalibrierung:                  | Vorgeschriebene Redox-Standards (einschließlich Zobell'scher Lösung)                                                                                               |
| Region:                                         | EU                                                                                                                                                                 |
| Schutzklasse:                                   | IEC Klasse III (Versorgung SELV (Separated/Safety ExtraLow Voltage)); extern                                                                                       |
| Sensor A:                                       | PHC10101                                                                                                                                                           |
| Sensor B:                                       | Keine                                                                                                                                                              |
| Sensor C:                                       | Keine                                                                                                                                                              |
| Sensoren enthalten?:                            | PHC10101                                                                                                                                                           |
| Sperrfunktion:                                  | Kontinuierlich/Auto-Stabilisierung („Zum Messen drücken“)/Intervallmessung                                                                                         |
| Stromversorgung:                                | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 18650 (intern)<br><br>Klasse II, USB-Netzteil: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Eingang; 5 V DC bei 2 A USB-Netzteil Ausgang (extern) |
| Temperatur Auflösung:                           | 0,1 °C                                                                                                                                                             |
| Temperatur Messbereich:                         | °C oder °F                                                                                                                                                         |
| Temperatur-Kompensation:                        | Automatische Temperaturkompensation für den pH-Wert beim Kalibrieren                                                                                               |
| Umgebungsbedingungen relative Luftfeuchtigkeit: | 90 % (nicht kondensierend)                                                                                                                                         |
| Umgebungsbedingungen Temperatur:                | 0 - 60 °C                                                                                                                                                          |
| Zertifizierung:                                 | CE-, FCC-, ISED-, RCM-, KC-, ETL-geprüft: US DOE/NRCan Energy Efficiency, RoHS                                                                                     |

## Inhalt

LEV015.98.1110A HQ1110 Tragbares pH/Redox-Messgerät, 1 Kanal PHC10101 Intellical pH-Elektrode, pH 2 - 14, 0 - 50 °C, 1 m KabelLEZ015.99.A001A HQ Feldkoffer für Standard-ElektrodeLEZ015.99A003A HQ Handschlaufe & StänderLEZ015.99.A004A HQ Schutzhülle EZZ073 Einweg-Papiertücher, weiß, 200 Stück2770020 Singlet pH-Puffer für den Einmalgebrauch, pH 4,01, 20 Stück2770120 Singlet pH-Puffer für den Einmalgebrauch, pH 7,00, 20 Stück2770220 Singlet pH-Puffer für den Einmalgebrauch, pH 10,01, 20 StückBenutzerhandbücher