



Be Right™



EDTA-Lösung für den EZ4041 Gesamthärte-Analysator, 0,02 M, 2 L

Artikel-Nr.: **APPC4041-06**

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gebrauchsfertige Reagenzien für Online-Analysatoren der EZ-Serie

Gebrauchsfertig

Hach EZ-Reagenzien sind sofort verwendbar mit den Online-Analysatoren der EZ-Serie. Da keine weitere Vorbereitung erforderlich ist, entfällt eine zusätzliche Fehlerquelle bei der Verwendung der EZ-Geräte und -Reagenziensysteme.

Vertrauen in Ihre Ergebnisse

Reduzieren Sie die Fehlerquellen in Ihrem Arbeitsablauf, um die Zuverlässigkeit Ihrer Ergebnisse zu erhöhen.

Geringere Komplexität

Durch Verwendung gebrauchsfertiger EZ-Reagenziensätze von Hach kann die Anzahl der Bearbeitungsschritte in Zusammenhang mit Ihren Analysegeräten erheblich reduziert werden, was einen geringeren Zeitaufwand und weniger Komplexität bedeutet.

Technische Daten

Konzentration:	0,02 M
Parameter:	Gesamthärte
Volumen / Packungsgröße:	2 L