



Be Right™



Pufferlösung, pH-Wert 10,01, 1000 mL

Artikel-Nr.: 2283653
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

pH-Puffer-Standardlösung für die Kalibrierung von pH-Elektroden. pH-Pufferlösung mit Farbcodierung für einfaches Erkennen. Der pH-Wert ist $10,01 \pm 0,02$ bei 25 °C .

Technische Daten

Farbkodierung?:	Ja
Konzentration:	$10,01\text{ pH} \pm 0,02\text{ pH}$ при 25 °C
Parameter:	pH-Wert
pH Wert(e):	pH-Wert $10,01 \pm 0,02$ bei 25 °C
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	1000 mL