



Chemkey-Reagenzien für Fluorid (hoher Messbereich) (25 Stück)

Artikel-Nr.: 9878000

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Chemkey für Fluorid für den SL1000 portablen Parallel-Analysator

Zur Bestimmung von Fluorid nach dem Hach Verfahren 10312

Weniger Schwankungen

Automatisierung und eine interne Temperaturregelung machen den gesamten Messvorgang konsistent und wiederholbar. Die Messmethoden basieren auf denselben Verfahren wie die aktuellen Hach Methoden. Vermeiden Sie manuelle Arbeitsschritte, um noch mehr Sicherheit zu erhalten.

Weniger Schwierigkeiten

Alle Chemikalien und Prozesse beschränken sich ausschließlich auf die Chemkey-Reagenzien. Pulverkissen oder Glasküvetten sind nicht erforderlich.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Messbereich:	0,10 - 4,0 mg/L F
Messgerät:	SL1000
Parameter:	Fluorid