



Chemkey-Reagenzien für Mangan (hoher Messbereich) (25 Stück)

Artikel-Nr.: 3007000

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Chemkey für Mangan (hoher Messbereich) für den SL1000 portablen Parallel-Analysator

Zur Bestimmung von Mangan nach dem Hach Verfahren 10319

Weniger Schwankungen

Automatisierung und eine interne Temperaturregelung machen den gesamten Messvorgang konsistent und wiederholbar. Die Messmethoden basieren auf denselben Verfahren wie die aktuellen Hach Methoden. Vermeiden Sie manuelle Arbeitsschritte, um noch mehr Sicherheit zu erhalten.

Weniger Schwierigkeiten

Alle Chemikalien und Prozesse beschränken sich ausschließlich auf die Chemkey-Reagenzien. Pulverkissen oder Glasküvetten sind nicht erforderlich.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Messbereich:	0,10 - 25,0 mg/L Mn
Messgerät:	SL1000
Parameter:	Mangan
Volumen / Packungsgröße:	25 Stück