



## Reagenziensatz für den EZ1028 Nitrit-Analysator (Reagenz 1 & 2)

Artikel-Nr.: **APPC1028KTO**

CHF Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

### Gebrauchsfertige Reagenzien für Online-Analysatoren der EZ-Serie

#### Gebrauchsfertig

Hach EZ-Reagenzien sind sofort verwendbar mit den Online-Analysatoren der EZ-Serie. Da keine weitere Vorbereitung erforderlich ist, entfällt eine zusätzliche Fehlerquelle bei der Verwendung der EZ-Geräte und -Reagenziensysteme.

#### Vertrauen in Ihre Ergebnisse

Reduzieren Sie die Fehlerquellen in Ihrem Arbeitsablauf, um die Zuverlässigkeit Ihrer Ergebnisse zu erhöhen.

#### Geringere Komplexität

Durch Verwendung gebrauchsfertiger EZ-Reagenziensätze von Hach kann die Anzahl der Bearbeitungsschritte in Zusammenhang mit Ihren Analysegeräten erheblich reduziert werden, was einen geringeren Zeitaufwand und weniger Komplexität bedeutet.

---

### Technische Daten

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Inhalt:    | 52022 SULFANILAMIDE REAGENT 1, 400ML (10x) |
|            | 52023 SULFANILAMIDE REAGENT 2 (10x)        |
| Parameter: | Nitrit                                     |

---

### Inhalt

52022 SULFANILAMIDE REAGENT 1, 400ML (10x) 52023 SULFANILAMIDE REAGENT 2 (10x)