



**Be Right™**



## **Orthophosphat-Standardlösung, 0 mg/L PO<sub>4</sub>-P, 500 mL**

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>LCW1051</b>
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Standardlösung zur Verwendung mit dem NP6000sc Phosphat-Analysator.

---

### **Technische Daten**

Konzentration:	0 mg/L PO <sub>4</sub> -P
Messgerät:	NP6000sc
Parameter:	Orthophosphat
Volumen / Packungsgröße:	500 mL