



Be Right™



ZincoVer 5 Zink Reagenz Pulverkissen

Artikel-Nr.:

2106669-EU

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Zink, Zinkon-Methode. Für 20 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,01 - 3,00 Zn
Methode:	Zincon
Methode (Nummer):	8009
Parameter:	Zinc
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	100 St.

Erforderliches Zubehör

- Einmal-Schutzhandschuh Größe M vollwertig, Nitril ungepudert, 50 Stück (Item SM743L)