



Be Right™



Zink Reagenziensatz, 0.01 - 3.00 mg/L Zn

Artikel-Nr.:

2429300-EU

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Für die Bestimmung von Zink nach der Zinkon-Methode. Für 20 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,01 - 3,00 mg/L Zn
Messgerät:	Siehe Methoden/Arbeitsanleitungen für Geräte, die mit diesem Produkt kompatibel sind
Methode:	Zincon
Methode (Nummer):	8009
Parameter:	Zink

Erforderliches Zubehör

- Einmal-Schutzhandschuh Größe M vollwertig, Nitril ungepudert, 50 Stück (Item SM743L)