



Be Right™



ZincoVer 5 Zink Reagenz Pulverkissen, 25 St.

Artikel-Nr.:

1403268-EU

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen. Für 50 mL Probe.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Anzahl Bestimmungen: | 25 |
| EPA konform: | Ja |
| Messbereich: | 0,01 - 2,00 mg/L Zn |
| Methode: | Zincon |
| Methode (Nummer): | 8009 |
| Parameter: | Zinc |
| Plattform: | Pulverkissen |
| Volumen / Packungsgröße: | 25 St. |

Erforderliches Zubehör

- Einmal-Schutzhandschuh Größe M vollwertig, Nitril ungepudert, 50 Stück (Item SM743L)