



Be Right™



Zink Reagenziensatz, Zinkon, 50 mL

Artikel-Nr.:

2244800-EU

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Zink mit der Zinkon-Methode. Für 50 mL Probe.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	0,01 - 2,00 mg/L Zn
Messgerät:	DR/3000, DR/2000
Methode:	Zinkon
Parameter:	Zink

Erforderliches Zubehör

- Einmal-Schutzhandschuh Größe M vollwertig, Nitril ungepudert, 50 Stück (Item SM743L)