



Be Right™



Test-Kit, allgemeines Kesselwasser, Tropfenzähl-Titration, Modell AL-94 MG-L

Artikel-Nr.: 222403-EU
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Die ordnungsgemäße Wartung und der wirtschaftliche Betrieb moderner Kessel- und Kühltürme erfordern ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen den Parametern der Wasserqualität und den zur Aufbereitung erforderlichen Chemikalien. Dieses Test-Kit dient zur Kontrolle der Kessel- und Kühlwasseraufbereitung und zur Überprüfung von Korrosion und ist eine wirtschaftliche Lösung für den Betreiber kleiner Kessel, der Alkalinität, Chlorid, Härte, Eisen und pH-Wert überwachen muss.

Es werden einfache, wirtschaftliche Tropfenzähl-Titration und Methoden mit Farbscheiben eingesetzt

Das Kit enthält alle benötigten Reagenzien und Apparaturen für die Analyse vor Ort

Es werden die Tropfenzähl-Titration und Methoden mit Farbscheiben eingesetzt.

Technische Daten

Anwendung:	Kesselwasser
Modell:	AL-94 MG-L
Parameter:	Alkalinität, Chlorid, Härte, Eisen und pH (4-10)
Plattform:	Color Disc