



Härte (Calcium und Gesamt) Reagenzien-Set, Digital Titrator

Artikel-Nr.:

2272100-EU

CHF Preis:
Verfügbar

Kontakt

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Calcium- und Gesamt-Härte mittels EDTA Digital Titrator Titration. Messbereiche: 10-160 und 100-4000 mg/L CaCO₃. Das Set beinhaltet: Pufferlösung (Härte 1), CalVer 2 Calcium Indikator Powder Pillows, ManVer 2 Härte Indikator Powder Pillows, Kaliumhydroxid-Lösung (8 N), EDTA Titrationskartuschen (je 1) (0,800 und 0,0800 M).

Technische Daten

Messbereich:	10 - 160 mg/L & 100-4000 mg/L CaCO ₃
Methode:	EDTA Titration
Parameter:	Härte (Calcium und Total)
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Reagent set, Digital Titrator

Erforderliches Zubehör

- Einmal-Schutzhandschuh Größe M vollwertig, Nitril ungepudert, 50 Stück (Item SM743L)