



Gesamt Härte Reagenziensatz für Digital Titrator (LR)

Artikel-Nr.:

2448000-EU

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen



Für die Bestimmung von Gesamt-Härte, 10-160 mg/L CaCO₃, EDTA Methode.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	40-100
EPA konform:	Ja
Messbereich:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Methode:	EDTA Titration
Methode (Nummer):	8213
Parameter:	Härte (Total)
Plattform:	Digital Titrator
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Reagent set, LR, Digital Titrator

Erforderliches Zubehör

- Einmal-Schutzhandschuh Größe M vollwertig, Nitril ungepudert, 50 Stück (Item SM743L)