



Reagenziensatz für freies Chlor für den Chlor-Analysator CL17/CL17sc

Artikel-Nr.:

2556900-EU

CHF Preis:
Verfügbar

Kontakt

Gefahrstoffe



Hergestellt, um strengste Qualitätsstandards zu erfüllen

Der Reagenziensatz für freies Chlor wird mit dem CL17/CL17sc Analysator verwendet. Reagenzien von Hach liefern präzise Ergebnisse.

Der Reagenziensatz für freies Chlor besteht aus:

- einer 24 Gramm-Flasche mit DPD-Verbindung
- einer 473 mL-Flasche mit Indikatorlösung für freies Chlor
- einer 473 mL-Flasche mit Pufferlösung für freies Chlor

Möchten Sie die Nachbestellung von Reagenzien vereinfachen? Fragen Sie Ihren Hach Betreuer nach unserem automatischen Lieferprogramm für CL17 Reagenzien und Reagenziensätze von Hach.

*Dieses Produkt ist hinsichtlich der Untersuchung auf Chlor und Chloramine im medizinischen Anwendungsbereich in den Vereinigten Staaten nicht evaluiert worden.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	450
Inhalt:	DPD-Verbindung, 24 g Indikatorlösung für freies Chlor, 473 mL Pufferlösung für freies Chlor, 473 mL
Lagerbedingungen:	Behälter fest verschlossen an einem trockenen, dunklen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Nässe schützen.
Messbereich:	0,03 - 5,00 mg/L Cl_2 für CL17, 0,03 - 10,00 mg/L Cl_2 für CL17sc
Messgerät:	CL17/CL17sc
Methode:	DPD
Methode (Nummer):	10059
Parameter:	Chlor

Inhalt

DPD-Verbindung, 24 gIndikatorlösung für freies Chlor, 473 mLPufferlösung für freies Chlor, 473 mL

Erforderliches Zubehör

- Einmal-Schutzhandschuh Größe M vollwertig, Nitril ungepudert, 50 Stück (Item SM743L)