



Be Right™



## Nitrat Reagenz Pulverkissen, 100 St.

Artikel-Nr.:

1403599-EU

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Pulverreagenz in einzeln versiegelten Verpackungen für die Bestimmung von Nitrat-Stickstoff bis zu 50 mg/L NO<sub>3</sub>-N.

### Technische Daten

Methode:	Cadmium Reduktion
Parameter:	Nitrat
Plattform:	Pulverkissen
Probevolumen:	5 mL
Volumen / Packungsgröße:	100 St.

### Erforderliches Zubehör

- Einmal-Schutzhandschuh Größe M vollwertig, Nitril ungedudert, 50 Stück (Item SM743L)