



Be Right™



Chlor, frei; Test Kit mit Farbscheibe, CN-66F (100 Tests)

Artikel-Nr.:

223102-EU

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt



Messbereich 0,1-3,4 mg/L Cl₂

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Fußnote:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Kleinste Schrittweite:	0.2
Koffertyp:	B
Messbereich:	Single Range
Methode:	Farbscheibe/DPD
Modell:	CN-66F
Parameter:	Chlor, niedriger Messbereich - als freies Cl ₂
Plattform:	Color Disc
Standard-Messbereich:	0 - 3.4 mg/L Cl ₂
Test-Kit Modell:	CN-66F ²