



Test-Kit, Stickstoff, Nitrat-Farbscheibe, Modell NI-14

Artikel-Nr.:

1416100-EU

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt



Unter Verwendung der einfachen Farbscheibenmethode misst dieses Kit Stickstoff, Nitrat als NO₃ und enthält 50 Tests.

Die Test-Kit-Methode mit Farbscheiben ist einfach, kostengünstig und eine genaue visuelle Methode

Das Kit enthält alle benötigten Reagenzien und Apparaturen in einem stabilen Transportkoffer für die Analyse vor Ort.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Kleinste mögliche Schritte:	0,05
Kleinste Schrittweite:	0,05
	0,5
Koffertyp:	B
Messbereich:	Dual Range
Messbereich (2):	0 - 10 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Methode:	Farbscheibe/ Cadmiumreduktion
Modell:	NI-14
Parameter:	Stickstoff, Nitrat
Plattform:	Color Disc
Standard-Messbereich:	0 - 1 mg/L NO ₃ ⁻ -N; 0 - 10 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Test-Kit Modell:	NI-14**
Versandgewicht:	1